


# Бодиплетизмограф серии Elite™

## Сравнение возможностей

1

### МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ

- Максимальное полезное пространство для пациента при минимальном внутреннем объеме
- Объем Platinum Elite составляет 726 л, в то время как аппараты конкурентов имеют объемы от 850 до 1000 л
- Меньше «мертвого» пространства
- Более быстрая балансировка




MGC Diagnostics




Аппарат конкурента

2



MGC Diagnostics



Аппарат конкурента

### УНИКАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Малая площадь основания, позволяющая выполнять установку в маленьких или переполненных лабораториях
- Дверь с нулевым зазором обеспечивает более эффективное использование доступного пространства


3

### МАКСИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СИДЕНИЯ ПАЦИЕНТА

- Внутреннее пространство аппарата обеспечивает оптимальный комфорт для пациента
- Идеально для крупных пациентов
- Оператор видит пациента без каких-либо преград по сравнению с боковым обзором в аппарате конкурента с ограниченным зрительным контактом




MGC Diagnostics




Аппарат конкурента

4



MGC Diagnostics



Аппарат конкурента

### БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ КОЛЕНЕЙ И СТУПНЕЙ

- Больше места для коленей высоких пациентов
- Удобное размещение пациентов с длиной ступни до 45,7 см


5

## ОТСУТСТВИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МАССЕ ПАЦИЕНТА

- Прочная конструкция позволяет исследовать крупных пациентов
- Предустановленные кресла меньшего размера в аппаратах конкурентов имеют ограничения по весу до 350–400 фунтов (158,8–181,4 кг) в зависимости от технических характеристик, заявленных изготовителем



MGC Diagnostics



Аппарат конкурента

6



MGC Diagnostics

Аппарат конкурента

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Бесшумное надувное уплотнение кабины с внутренней и внешней безопасной разблокировкой
- Отсутствие механических замков
- Нет повреждения кабины при экстренном снятии боковой панели (в случае сбоя замка)

7

## ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДНИМАТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ

- Безопасный и простой вход, нужно только повернуться и сесть
- Простой доступ для пациентов с ограниченными возможностями
- Устойчивое сиденье без вращения



MGC Diagnostics



Аппарат конкурента

8

## ПАЦИЕНТЫ С КАПЕЛЬНИЦАМИ

- Исследование пациентов без отсоединения капельниц
- Уплотнение двери не пережимает магистраль капельницы
- Экономия времени на подготовку пациента

9

## ПАЦИЕНТЫ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ

- Исследование пациентов на инвалидных колясках внутри или снаружи кабины
- Простота перемещения пациента на коляске — полный доступ для технологов, помогающих переместить пациента
- Для перемещения требуется всего один технолог
- Не требуется специальной кабины, специального кресла или пандусов

Рост пациента на иллюстрациях 180,3 см

MGC DIAGNOSTICS CORPORATION, через свою дочернюю компанию Medical Graphics Corporation  
350 Oak Grove Parkway St. Paul, Minnesota USA 55127-8599

© 2012 MGC Diagnostics Corporation или одна из ее дочерних компаний. Все права защищены.  
Все характеристики могут быть изменены без уведомления. Продукты могут отличаться от показанных на иллюстрациях.  
MGC Diagnostics и ее дочерние компании являются работодателями, придерживающимися принципов равных возможностей и поддерживающими культурное разнообразие своих трудовых ресурсов.

Номер 060058-012, ред. С

CE 0086

